





Competence in endoscopic accessories


# ENDOSCOPIC INSTRUMENTS

<p><b>Flexible, halbflexible Zangen</b>  <b>Flexible, semi-rigid Forceps</b>                  Page 1 - Page 15</p>		<p><b>01</b></p>
<p><b>Reinigungsbürsten</b>  <b>Cleaning Brushes</b>                  Page 16 - Page 18</p>		<p><b>02</b></p>
<p><b>Hysteroskopie-Zangen</b>  <b>Hysteroscopy Forceps</b>                  Page 19</p>		<p><b>03</b></p>
<p><b>Hot Biopsy-Zangen</b>  <b>Hot Biopsy Forceps</b>                  Page 20 - Page 22</p>		<p><b>04</b></p>
<p><b>Diverses</b>  <b>Miscellaneous</b>                  Page 23 - Page 24</p>		<p><b>05</b></p>

Handgriffe, autoklavierbar  
Handles, autoclavable


**Leichter stabiler Metallhandgriff** Art.Nr. 901-00-011

Lightweight stable Metal Handle Order-No. 901-00-011



**Kunststoffhandgriff** Art.Nr. K901-00-011

Plastic handle Order-NO. K901-00-011



**Universalgriff für LL-Anschluss**, 70mm Hub, Art.-Nr. 901-00-072

Universal Handle for LL-Connector, Hub 700, Order-No. 901-00-072



**Griff für Hot Biopsy-Zangen**, HF-Anschluß 3 mm, Art.-Nr. H90100-011

Handle for Hot Biopsy Forceps, HF-Connector 3 mm, Order-No. H90100-011



# Flexible und halbflexible Zangen

## Flexible and semi-rigid forceps

### Ovaler Löffel, scharf

#### Oval Cup, sharp



Ø mm	Length cm	Order No.	4/1
0,8	55	M.200-08-055	
1,0	40	M.200-10-040	
1,2	40	M.200-12-040	
1,4	40	M.200-14-060	
1,6	40	M.200-16-040	
2,1	40	M.200-21-040	
2,3	40	M.200-23-040	
3,0	40	M.200-30-040	



1:1  
 Ø 2,3 mm

#### Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

≥ Ø1,4mm Standard Handgriff  
 Art.Nr. 200-00-002  
 ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff  
 Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).  
 ≥ Ø1,4mm standard handle  
 order-no. 200-00-002  
 ≤ Ø1,6mm standard handle  
 order-no. 200-00-001

### Schere, einfachbeweglich

#### Scissors, single action



#### Auf Wunsch

R = halbflexible (Rohrschaft)  
 ( z.Bsp. R 200-23-040 )

#### On desire

R = semi Rigid  
 ( for ex. R 200-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
 All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.  
 Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.  
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

Ø mm	Length cm	Order No.
1,0	40	M.201-10-040
1,3	40	M.201-13-040
1,6	40	M.201-16-040
2,1	40	M.201-21-040
2,3	40	M.201-23-040
3,0	40	M.201-30-040




1:1  
 Ø 2,3 mm

Flexible und halbflexible Zangen  
Flexible and semi-rigid forceps

**Hakenschere**, einfachbeweglich  
Hook Scissors, single action



Ø mm	Length cm	Order No.	4/2
2,3	40	M.202-23-040	
3,0	40	M.202-30-040	

**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.  
 ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002  
 ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

Flexible grinded spiral (whole length).  
 ≥ Ø1,4mm standard handle order-no. 200-00-002  
 ≤ Ø1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

**Schere**, doppelbeweglich  
Scissors, double action



Ø mm	Length cm	Order No.
2,3	40	M.205-23-040



**Auf Wunsch**

**R** = halbflexible (**R**ohrschaft)  
( z.Bsp. R 202-23-040 )

**On desire**

**R** = semi **R**igid  
( for ex. R 202-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.


# Flexible und halbflexible Zangen

## Flexible and semi-rigid forceps

### Ovaler Löffel, gezahnt

#### Oval Cup, serrated



Ø mm	Length cm	Order No.	4/3
1,6	40	M.203-16-040	
2,1	40	M.203-21-040	
2,3	40	M.203-23-040	
3,0	40	M.203-30-040	

### Ovaler Löffel, gezahnt, Zähne ineinander

#### Oval Cup, serrated, teeth interlock



#### Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.  
 ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff  
 Art.Nr. 200-00-002  
 ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff  
 Art.Nr. 200-00-001


Flexible grinded spiral (whole length).  
 ≥ Ø1,4mm standard handle  
 order-no. 200-00-002  
 ≤ Ø1,6mm standard handle  
 order-no. 200-00-001

#### Auf Wunsch

**R** = halbflexible (Rohrschaft)  
 ( z.Bsp. R 203-23-040 )

#### On desire

**R** = semi Rigid  
 ( for ex. R 203-23-040 )

Ø mm	Length cm	Order No.	Seitenansicht Vergrößerung side view
1,0	28	M.207-10-028	
1,6	34	M.207-16-034	
2,1	40	M.207-21-040	
2,3	40	M.207-23-040	

Alle Instrumente autoklavierbar.  
 All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
 Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.  
 All rights reserved. Technical alterations are possible.


Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

# Flexible und halbflexible Zangen

## Flexible and semi-rigid forceps

### Alligator

#### Alligator



Ø mm	Length cm	Order No.	4/4
0,8	55	M.204-08-055	
1,0	40	M.204-10-040	
1,2	40	M.204-12-040	
1,4	40	M.204-14-060	
1,6	40	M.204-16-040	
2,3	40	M.204-23-040	
3,0	40	M.204-30-040	



### DJ-Zange

#### DJ-Forceps



#### Auf Wunsch

**R** = halbflexible (**R**ohrschaft)  
 ( z.Bsp. R 204-23-040 )

#### On desire

**R** = semi **R**igid  
 ( for ex. R 204-23-040 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
 All instruments autoclavable.




Andere Längen möglich.  
 Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.  
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

Ø mm	Length cm	Order No.
2,3	40	M.214-23-040
3,0	40	M.214-30-040



Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

**Dreiarms-Greifer**  
3-Prongs Retriever



Ø mm	Length cm	Order No.	4/5
1,0	60	M.209-10-060	
1,6	60	M.209-16-060	
2,3	60	M.209-23-060	

**Körbchen, monofil**  
Basket, monofil



**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen, Metallgriff  
Art.Nr. 901-00-011.

Flexible grinded spiral (whole length), metal handle order-no. 901-00-011.

Ø mm	Length cm	Order No.
1,0	60	M.210-10-060
1,6	60	M.210-16-060
2,3	60	M.210-23-060

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.




# Flexible und halbflexible Zangen

## Flexible and semi-rigid forceps

### Fasszange, für Steinstraße

#### Grasping Forceps, for stone street



Ø mm	Length cm	Order No.	4/6
1,2	60	M.208-12-060	
1,6	60	M.208-16-060	

Branchen 8 mm lang, feingezahnt, hohl  
Jaws 8 mm long, fine serrated, hollow

#### Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.  
 ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002  
 ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

### Fasszange, Löffel gezahnt

#### Grasping Forceps, cup, serrated



Ø mm	Length cm	Order No.
------	-----------	-----------

1,2	60	M.213-12-060
1,6	60	M.213-16-060

Branchen 4 mm lang, feingezahnt, hohl  
Jaws 4 mm long, fine serrated, hollow

#### Auf Wunsch

R = halbflexible (Rohrschaft)  
( z.Bsp. R 208-12-060 )

#### On desire

R = semi Rigid  
( for ex. R 208-12-060 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Flexible und halbflexible Zangen  
Flexible and semi-rigid forceps

**Fremdkörper-Zange, Zähne ineinander**  
Grasping Forceps, teeth interlock



Ø mm	Length cm	Order No.
1,2	60	M.220-12-060
2,3	40	M.220-23-040



**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.  
 ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002  
 ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

**Fasszange, Löffel, Zähne ineinander**  
Grasping Forceps, cup, teeth interlock



Flexible grinded spiral (whole length).  
 ≥ Ø1,4mm standard handle order-no. 200-00-002  
 ≤ Ø1,6mm standard handle order-no. 200-00-001

Ø mm	Length cm	Order No.
1,6	60	M.229-16-060
2,1	40	M.229-21-040

**Auf Wunsch**

**R** = halbflexible (**R**ohrschaft)  
( z.Bsp. R 220-12-060 )

**On desire**

**R** = semi **R**igid  
( for ex. R 220-12-060 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.




Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

# Flexible und halbflexible Zangen Flexible and semi-rigid forceps

## Fremdkörper-Zange, Steine und Fragmente Grasping Forceps, stone fragments




### Standard

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.

- ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff  
Art.Nr. 200-00-001

Ø mm      Length cm      Order No.      4/8

1,2	60	M.225-12-060
1,6	60	M.225-16-060
2,3	40	M.225-23-040




1:1 (Ø 2,3mm)

Flexible grinded spiral (whole length).

- ≥ Ø1,4mm standard handle  
order-no. 200-00-002
- ≤ Ø1,6mm standard handle  
order-no. 200-00-001

## Ureter-Schlitz-Schere, nach oben schneidend Uretero-Slitting Scissor, retrograde cutting



### Auf Wunsch

R = halbflexible (Rohrschaft)  
( z.Bsp. R 225-12-060 )

### On desire

R = semi Rigid  
( for ex. R 225-12-060 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.



Ø mm      Length cm      Order No.

1,2	60	M.R 262-12-060
1,6	60	M.R 262-16-060

Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.


Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

nur als Rohrschaft lieferbar  
only as semi-rigid available

Flexible und halbflexible Zangen  
Flexible and semi-rigid forceps

**Biopsie-Zange**, einfachbeweglich  
 Biopsy-Forceps, single action



Ø mm	Length cm	Order No.	4/9
2,3	40	M.222-23-040	 1:1

**Fremdkörper-Zange**, einfachbeweglich  
 Grasping Forceps, single action



**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen, Handgriff Art.Nr. 200-00-001.


Flexible grinded spiral (whole length), handle order-no. 200-00-001.

**Auf Wunsch**

**R** = halbflexible (Rohrschaft)  
 ( z.Bsp. R 222-23-040 )

**On desire**

**R** = semi **R**igid  
 ( for ex. R 222-23-040 )

Ø mm	Length cm	Order No.	
2,3	40	M.223-23-040	 1:1

Alle Instrumente autoklavierbar.  
 All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
 Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.  
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

Flexible und halbflexible Zangen  
Flexible and semi-rigid forceps

**Fasszange Rattenzahn, 2:1 Zähne**  
Grasping Forceps Rat Tooth, 2:1 teeth



Ø mm	Length cm	Order No.	4/10
1,0	60	M.226-10-060	
1,4	60	M.226-14-060	
1,6	60	M.226-16-060	
1,8	60	M.226-18-060	





**Standard**

Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen.  
 ≥ Ø1,4mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002  
 ≤ Ø1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

**Fremdkörper-Zange, Zähne ineinander, Schneiden scharf**  
Grasping Forceps, teeth interlock, sharp cutting edge

Flexible grinded spiral (whole length).  
 ≥ Ø1,4mm standard handle order-no. 200-00-002  
 ≤ Ø1,6mm standard handle order-no. 200-00-001



Ø mm	Length cm	Order No.	
1,2	60	M.228-12-060	 1:1
1,4	60	M.228-14-060	 1:1
1,6	60	M.228-16-060	 1:1 

**Auf Wunsch**

R = halbflexible (Rohrschaft)  
( z.Bsp. R 226-18-060 )

**On desire**

R = semi Rigid  
( for ex. R 226-28-060 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Flexible und halbflexible Zangen  
Flexible and semi-rigid forceps

**Greifzange**, für große Fremdkörper, gefenestert  
*Grasping Forceps, for big fragments, fenestrated*



Ø mm	Length cm	Order No.	4/11	<b>Standard</b>
1,2	60	M.232-12-060		Flexible Spirale, über die ganze Länge geschliffen. Ø1,2mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-002
1,6	60	M.232-16-060		Ø1,6mm Standard Handgriff Art.Nr. 200-00-001

*Flexible grinded spiral (whole length).*  
Ø1,4mm standard handle  
order-no. 200-00-002  
Ø1,6mm standard handle  
order-no. 200-00-001

**Auf Wunsch**  
**R** = halbflexible (**R**ohrschaft)  
( z.Bsp. R 232-12-060 )

**On desire**  
**R** = semi **R**igid  
( for ex. R 232-12-060 )

Alle Instrumente autoklavierbar.  
*All instruments autoclavable.*



Andere Längen möglich.  
*Other length possible.*



Technische Änderungen vorbehalten.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*

Flexible und halbflexible Zangen  
Flexible and semi-rigid forceps

**Fasszange**, für Steine und Fragmente, Typ gefenestert  
*Grasping Forceps, for stones and fragments, type fenestrated*



Ø mm	Length cm	Order No.	4/12
3,0	36	M.R 263-30-036	

**Fasszange**, für Steine und Fragmente, Typ Alligator  
*Grasping Forceps, for stones and fragments, type alligator*



Ø mm	Length cm	Order No.
3,0	36	M.R 263-30-036

**Fasszange**, für Steine und Fragmente, Typ gebogen  
*Grasping Forceps, for stones and fragments, type curved*



Ø mm	Length cm	Order No.
3,0	36	M.R 261-30-036

**Standard**

Starr, Handgriff Art.Nr. 200-00-001.  
Rigid, handle order-no. 200-00-001.

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
Other length possible.



Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.



# Reinigungsbursten Cleaning Brushes



# Reinigungsbürsten Cleaning Brushes

## Reinigungsbürste, einseitig Cleaning Brush, single end



Dimension bristle	Spiral	Length	Order No.	5/1
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	120 cm	M.500-30-120	
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	160 cm	M.500-30-160	
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	180 cm	M.500-30-180	
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	230 cm	M.500-30-230	
Ø 4 mm	Ø 1,9 mm	180 cm	M.510-40-180	
Ø 4 mm	Ø 1,9 mm	230 cm	M.510-40-230	
Ø 5 mm	Ø 1,9 mm	180 cm	M.520-50-180	
Ø 5 mm	Ø 1,9 mm	230 cm	M.520-50-230	
Ø 6 mm	Ø 1,9 mm	180 cm	M.530-60-180	
Ø 6 mm	Ø 1,9 mm	230 cm	M.530-60-230	

## Reinigungsbürste, doppelseitig Cleaning Brush, double end



Dimension bristle	Spiral	Length	Order No.
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	120 cm	M.550-30-120
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	160 cm	M.550-30-160
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	180 cm	M.550-30-180
Ø 3 mm	Ø 1,6 mm	230 cm	M.550-30-230
Ø 4 mm	Ø 1,9 mm	180 cm	M.560-40-180
Ø 4 mm	Ø 1,9 mm	230 cm	M.560-40-230
Ø 5 mm	Ø 1,9 mm	180 cm	M.570-50-180
Ø 5 mm	Ø 1,9 mm	230 cm	M.570-50-230
Ø 6 mm	Ø 1,9 mm	180 cm	M.580-60-180
Ø 6 mm	Ø 1,9 mm	230 cm	M.580-60-230

Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage.  
Other lengths or diametres on request.

Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Zytologiebürsten auf Anfrage lieferbar.  
Cytologie Brushes on request.

Reinigungsbürsten  
Cleaning Brushes

**Ventilreinigungsbürste**  
Valve Cleaning Brush



Dimension bristle      Order No.      **5/2**

Ø 10 x 40 mm      M.590-10-040

**Ventilreinigungsbürste**  
Valve Cleaning Brush



Dimension bristle      Order No.

Ø 12 x 45 mm      M.590-12-045



Alle Instrumente autoklavierbar.  
All instruments autoclavable.



**Ventilreinigungsbürste**  
Valve Cleaning Brush



Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage.  
Other lengths or diametres on request.

Technische Änderungen vorbehalten.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
All rights reserved. Technical alterations are possible.

Dimension bristle      Order No.

Ø 16 x 20 mm      M.590-16-020

Zytologiebürsten auf Anfrage lieferbar.  
Cytologie Brushes on request.

## Hysteroskopie-Zangen Hysteroscopy Forceps

**FK-Zange,** Löffel gezahnt  
*Grasping Forceps, cup, serrated*



5 Charr. M.R 250-16-041

**PE-Zange,** Löffel scharf  
*PE-Forceps, cup, sharp*



5 Charr. M.R 251-16-041 7 Charr. M.R 251-23-041

**Schere,** spitz - spitz  
*Scissorss, pointed tips*



5 Charr. M.R 252-16-041 7 Charr. M.R 252-23-041

**Schere,** stumpf - stumpf  
*Scissorss, blunt tips*



5 Charr. M.R 253-16-041 7 Charr. M.R 253-23-041

**Stanze**  
*Cutting Biopsy Punch*

6/1



5 Charr. M.R 254-16-041 7 Charr. M.R 254-23-041

**Alligator-Zange**  
*Alligator Forceps*



5 Charr. M.R 255-16-041 7 Charr. M.R 255-23-041

**FK-Zange,** Löffel gezahnt  
*Grasping Forceps, cup, serrated*



5 Charr. M.R 256-16-041 7 Charr. M.R 256-23-041



### Standard


Nutzlänge 41cm, semi-rigid, andere Längen auf Anfrage.  
 Handgriff Art.Nr. 200-00-001  
 Working length 41cm, semi-rigid, other length on request.  
 Handle order-no. 200-00-001

Alle Instrumente autoklavierbar.  
 All instruments autoclavable.



Technische Änderungen vorbehalten.  
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
 All rights reserved. Technical alterations are possible.



# Hot Biopsy - Zangen


# Hot Biopsy Forceps











# Hot Biopsy-Zangen

## Hot Biopsy Forceps

### Langer ovaler Löffel, gefenestert (ohne Griff)

#### Long Oval Cup, fenestrated (without handle)



Ø mm	Length cm	Order No.	8/1
1,8	120	M.H10018-120	
1,8	160	M.H10018-160	
1,8	180	M.H10018-180	
1,8	230	M.H10018-230	 1:1
2,3	120	M.H10023-120	
2,3	160	M.H10023-160	
2,3	180	M.H10023-180	
2,3	230	M.H10023-230	 1:1
2,5	120	M.H10025-120	
2,5	160	M.H10025-160	
2,5	180	M.H10025-180	
2,5	230	M.H10025-230	 1:1
3,0	180	M.H10030-180	
3,0	230	M.H10030-230	 1:1
3,4	180	M.H10034-180	
3,4	230	M.H10034-230	 1:1

CE<sub>1253</sub>

Passender Griff Art.Nr. H90100-011  
 Fitting handle order-no. H90100-011

Alle Instrumente autoklavierbar.  
 All instruments autoclavable.



Andere Längen möglich.  
 Other length possible.

Technische Änderungen vorbehalten.  
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
 All rights reserved. Technical alterations are possible.

### Griff für Hot Biopsy-Zangen, HF-Anschluß 3 mm, Art.-Nr. H90100-011

#### Handle for Hot Biopsy Forceps, Order-No. H90100-011



# Hot Biopsy-Zangen

## Hot Biopsy Forceps

**HOT-Koag**, zur Blutstillung, verjüngte Spirale für präzisen Zugriff (**ohne Griff**)  
*HOT-Koag, for stanching blood, tapered tube for accurate access (without handle)*



Ø mm	Length cm	Order No.	8/2
2,3	200	M.H15823-200	

**Griff für Hot Biopsy-Zangen**, HF-Anschluß 3 mm, Art.-Nr. H90100-011  
*Handle for Hot Biopsy Forceps, Order-No. H90100-011*



CE<sub>1253</sub>

Passender Griff Art.Nr. H90100-011  
*Fitting handle order-no. H90100-011*

Alle Instrumente autoklavierbar.  
*All instruments autoclavable.*



Andere Längen möglich.  
*Other length possible.*

Technische Änderungen vorbehalten.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*


Alle Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.  
*All rights reserved. Technical alterations are possible.*



**Diverses**  
**Miscellaneous**

## Instrumenten-Feder Instrument Spring

9/1



### Instrumenten-Feder:

- Zur effektiven Aufbereitung aller gängigen PE- und Fasszangen
- Zur verwicklungsfreien Aufbewahrung von Führungsdrähten, ERCP-Kathetern, Polypektomieschlingen, Papillotomen und Steinfängern

Die Abrundungen der Feder verhindern Abdrücke und Knickstellen bei Teflon ummantelten Kathetern wie Steinfänger-körbchen und Papillotomen.

Die Instrumenten-Federn werden aus hochwertigem V2A Edelstahl gefertigt und sind daher garantiert rostfrei, autoklavierbar bei 134° C und äusserst langlebig.

Art.Nr. 901-00-133



### Instrument Spring:

- Effective reprocessing of reusable Biopsy Forceps
- Storage of guidewires and flexible accessories
- Surgical high grade steel
- Autoclavable at 134° C

The instrument spring can be used for all biopsy forceps. With fixation of the instrument spring at the handle of the forceps it is insured, that the jaws rest open while cleaning the instruments.

Order-No. 901-00-133





100-08/10/12/14/16-...	Langer ovaler Löffel mit Fenster / Long oval cup fenestrated	1/1
100-18/21/23/25/30-...	Langer ovaler Löffel mit Fenster / Long oval cup fenestrated	1/2
101-18/21/23/25/30-...	Langer ovaler Löffel gefenstert, mit Dorn / Long oval cup fenestrated, with needle	1/3
102-10/18/21/23/25/30/34-...	Kurzer ovaler Löffel gefenstert / Short oval cup fenestrated	1/4
103-18/21/23/25/30/34-...	Kurzer ovaler Löffel gefenstert, mit Dorn / Short oval cup fenestrated, with needle	1/5
104-18/23-...	Alligator-Zange kreuzverzahnt / Alligator-Forceps cross serrated	2/1
105-16/18/23/30-...	Ovaler Löffel gezahnt / Oval Cup serrated	2/2
106-16/18/23/34-...	Runder Löffel gefenstert / Round cup fenestrated	1/6
107-16/18/23-...	Runder Löffel gefenstert, mit Dorn / Round cup fenestrated, with needle	1/7
108-10/14/18/23/30-...	Hakenmaul 2:1 Zähne / Rat Tooth 2:1 teeth	2/3
109-10/12/14/16/18/23/30-...	Alligator-Zange / Alligator-Forceps	2/4
110-15/18/23-...	Fremdkörper-Fasszange 2:2 Zähne / Foreign Body Retriever 2:2 teeth	3/2
111-10/15/18/23-...	Fremdkörper-Fasszange 2:1 Zähne / Foreign Body Retriever 2:1 teeth	3/3
112-10/18/23-...	Dreigreifer scharf / Three Prongs Retriever sharp	3/5
113-18/23-...	Fasszange gerieft / Grasping Forceps serrated	3/4
114-18/23-...	Dreigreifer rund / Three Prongs Retriever round	3/6
115-18/23-...	Viergreifer scharf / Four Prongs Retriever sharp	3/7
116-23-...	Fadenstanze / Suture Cutting stamp type	3/1
117-23-...	Schere 90° öffnend / Suture Cutting scissors type, 90° opening	3/1
118-10/16/18/21/23-...	Langer ovaler Löffel gezahnt / Long oval cup serrated	1/8
119-18/23-...	Löffel v-förmig gezahnt / Serrated Jaw v-shaped	1/9
120-30-...	Runder Löffel gefenstert / Round cup fenestrated	1/11
121-30-...	Runder Löffel gefenstert, mit Dorn / Round cup fenestrated, with needle	1/11
123-18/23-...	Langer ovaler Löffel gezahnt, mit Dorn / Long oval cup serrated, with needle	1/9
124-23-...	3-armiger Greifer im Teflonkatheter / 3-Prongs Retriever in Tefloncatheter	3/5
125-23-...	4-armiger Greifer im Teflonkatheter / 4-Prongs Retriever in Tefloncatheter	3/7
126-18/23-...	3-armiger Greifer im Teflonkatheter / 3-Prongs Retriever in Tefloncatheter	3/6
127-18/23-...	4-armiger Greifer im Teflonkatheter / 4-Prongs Retriever in Tefloncatheter	3/8
128-25-...	Katheter-Lege-Zange 2,5mm / Catheter Applying Forceps 2,5mm	2/5
129-18/21/23-...	Kippbranchen v-förmig gezahnt, 90° öffnend / Tip Jaw v-shaped, 90° open	1/10
130-23-...	Viergreifer runde Teller / Four Prongs Retriever round	3/8
131-18/25-...	Fasszange für Ernährungssonde runde Branchen / Grasping Forceps for nutrition probes	3/4
132-21/25-...	Polycatch-Zange / Polycatch Forceps	2/6
133-23-...	5-armiger Greifer im Teflonkatheter / 5-Prongs Retriever in Tefloncatheter	3/9
134-23-...	5-armiger Greifer im Teflonkatheter / 5-Prongs Retriever in Tefloncatheter	3/10
135-23-...	5-armiger Greifer rund / 5-Prongs Retriever round	3/10

Art.Nr.

Bezeichnung des Artikels

瀚興群裕有限公司 MEDCARE MEDICAL CO., LTD

Order No.

Name of the item

Seite Page

136-18/23-...	Biopsie-Zange ovale Löffel, Zahnrand / Biopsy Forceps oval cups with fine teeth	1/12
137-18/23-...	Biopsie-Zange ovale Löffel, Zahnrand, Dorn / Biopsy Forceps oval cups with fine teeth, needle	1/12
138-23-...	Pankreas- und Gallengang einfachbew. / Biliary- and Pancreatic Duct Forceps single action	1/13
139-25-...	Hakenschere einfachbeweglich / Hook Scissors single action	3/2
140-26-160	Magenballon-Greifer / Grasping Forceps Rat Tooth for intergastric balloons	3/11
145-18/23-...	5-armiger Greifer scharf / 5-Prongs Retriever sharp	3/9
147-23-...	Fasszange Rattenzahn 2:1 Zähne, quergez. / Grasping Forceps Rat Tooth 2:1 teeth, cross serr.	2/7
148-23-...	Fasszange Rattenzahn 2:1 Zähne, quergez. / Grasping Forceps Rat Tooth 2:1 teeth, cross serr.	2/7
155-23-...	Fasszange 2:1 Zähne, Katheter und Stents / Grasping Forceps 2:1 teeth, for catheter and stents	2/6
160-18/23-...	Alligator-Zange, rund / Alligator Forceps, round	2/5
200-00-001	Handgriff für flexible u. halbflexible Zangen / Handle flexible and semi-rigid forceps	0/3
200-00-002	Handgriff für flexible u. halbflexible Zangen / Handle flexible and semi-rigid forceps	0/3
200-08/10/12/14/16/21/23/30-...	Ovaler Löffel scharf / Oval Cup sharp	4/1
201-10/13/16/21/23/30-...	Schere einfachbeweglich / Scissors single action	4/1
202-23/30-...	Hakenschere einfachbeweglich / Hook Scissors single action	4/2
203-16/21/23/30-...	Ovaler Löffel gezahnt / Oval Cup serrated	4/3
204-08/10/12/14/16/23/30-...	Alligator / Alligator	4/4
205-23-...	Schere doppelbeweglich / Scissors double action	4/2
207-10/16/21/23-...	Ovaler Löffel gezahnt, Zähne ineinander / Oval Cup serrated, teeth interlock	4/3
208-12/16-...	Fasszange für Steinstraße / Grasping Forceps for stone street	4/6
209-10/16/23-...	Dreiarms-Greifer / Three Prongs Retriever	4/5
210-10/16/23-...	Körbchen monofil / Basket monofil	4/5
213-12/16-...	Fasszange Löffel gezahnt / Grasping Forceps cup, serrated	4/6
214-23/30-...	DJ-Zange / DJ-Forceps	4/4
220-12/23-...	Fremdkörper-Zange Zähne ineinander / Grasping Forceps teeth interlock	4/7
222-23-...	Biopsie-Zange einfachbeweglich / Biopsy Forceps single action	4/9
223-23-...	Fremdkörper-Zange einfachbeweglich / Grasping Forceps single action	4/9
225-12/16/23-...	Fremdkörper-Zange Steine und Fragmente / Grasping Forceps stone fragments	4/8
226-10/14/16/18-...	Fasszange Rattenzahn 2:1 Zähne / Grasping Forceps Rat Tooth 2:1 teeth	4/10
228-12/14/16-...	Fremdkörper-Zange Zähne ineinander / Grasping Forceps teeth interlock	4/10
229-16/21-...	Fasszange Löffel, Zähne ineinander / Grasping Forceps cup, teeth interlock	4/7
232-12/16-060	Greifzange, für große Fremdkörper, gefenestert / Grasping Forceps, for big fragments, fenestrated	4/11
262-12/16-...	Ureter-Schlitz-Schere nach oben schneidend / Uretero-Slitting Scissor retrograde cutting	4/8
350-26-160	Nadel für Magenballon / Needle for intergastric balloon	3/11
500-30-...	Reinigungsbürste einseitig / Cleaning Brush single end	5/1
510-40-...	Reinigungsbürste einseitig / Cleaning Brush single end	5/1
520-50-...	Reinigungsbürste einseitig / Cleaning Brush single end	5/1

Art.Nr. Order No.	Bezeichnung des Artikels Name of the item	Seite Page
530-60-...	Reinigungsbürste einseitig / Cleaning Brush single end	5/1
550-30-...	Reinigungsbürste doppelseitig / Cleaning Brush doubleend	5/1
560-40-...	Reinigungsbürste doppelseitig / Cleaning Brush double end	5/1
570-50-...	Reinigungsbürste doppelseitig / Cleaning Brush double end	5/1
580-60-...	Reinigungsbürste doppelseitig / Cleaning Brush double end	5/1
590-10-040	Ventilreinigungsbürste / Valve Cleaning Brush	5/2
590-12-045	Ventilreinigungsbürste / Valve Cleaning Brush	5/2
590-16-020	Ventilreinigungsbürste / Valve Cleaning Brush	5/2
901-00-011	Leichter stabiler Metallhandgriff / Lightweight Stabil Metal Handle	0/2
901-00-072	Universalgriff für LL-Anschluss / Universal Handle for LL-Connector	0/2
901-00-133	Instrumenten-Feder / Instrument Spring	9/1
H10018/23/25/30-...	Hot Biopsy Zange langer ovaler Löffel gefenstert / Hot Biopsy Forceps long oval cup fenestrated	8/1
H15823-200	HOT-Koag, zur Blutstillung / HOT-Koag, for stanching blood	8/2
H90100-011	Griff für Hot Biopsy Zangen / Handle for Hot Biopsy Forceps	0/2
K901-00-011	Kunststoffhandgriff / Plastic Handle	0/2
R 250-16-041	FK-Zange Löffel gezahnt / Grasping Forceps cup, serrated	6/1
R 251-16/23-041	PE-Zange Löffel scharf / PE-Forceps cup, sharp	6/1
R 252-16/23-041	Schere spitz - spitz / Scissors pointed tips	6/1
R 253-16/23-041	Schere stumpf - stumpf / Scissors blunt tips	6/1
R 254-16/23-041	Stanze / Cutting Biopsy Punch	6/1
R 255-16/23-041	Alligator-Zange / Alligator Forceps	6/1
R 256-16/23-041	FK-Zange Löffel gezahnt / Grasping Forceps cup, serrated	6/1
R 260-30-...	Fasszange f. Steine u. Fragm., Typ gefenstert / Grasping Forceps f. stones a. fragm., type fenestr.	4/12
R 261-30-...	Fasszange f. Steine u. Fragm., Typ gebogen / Grasping Forceps f. stones a. fragm., type curved	4/12
R 263-30-...	Fasszange f. Steine u. Fragm., Typ Alligator / Grasping Forceps f. stones a. fragm., type alligator	4/12